

SE

Bloxgel

Tub med 15 ml

Bloxgel är en vidhäftande gel som snabbt bildar en film på tandköttest som kan lindra smärta och obehag på grund av tandsprickning hos barn. Formuleringen innehåller hyaluronsyra och pektin, ingredienser som kan skapa en film på de drabbade områdena. Den innehåller också naturliga vegetala extrakt av Rosa Damascena, Kamomill, Aloe och Malva) som har lindrande och uppriskande verkan. Bloxgel innehåller inte socker, honung, aspartam, sackarin eller andra artificiella sötningsmedel, smakämnen, alkohol, lokalbedövningsmedel eller parabener.

INDIKATIONER:

Bloxgel är indicerat för att behandla symptom vid tandsprickning hos spädbarn, särskilt för att minska smärtkänslan och rödheten i det drabbade området.

SAMMANSÄTTNING:

Xylitol, vatten, glycerin, kronbladsextrakt av Rosa Damascena, xantangummi, hyaluronsyra, kaliumsorbat, pektin, natriumbensoat, citronsyra, extrakt av Rödmalva, blomextrakt av Kamomill, bladextrakt från aloe vera.

BRUKSANVISNING OCH DOSERING:

Applícera tillräckligt med gel för att täcka det drabbade området och massera försiktigt tandköttest. Används med fördel efter måltider och innan sänggående för att hjälpa bildningen av filmen och förlänga lindringens varaktighet. Använd 3-5 gånger per dag vid behov. Sätt på korken efter varje användning. Använd inom 30 dagar efter första öppnandet. Det rekommenderas inte att produkten används på barn under 6 månader.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR:

Förvaras vid högst 25 °C. Utgångsdatumet gäller för intakta produkter som förvarats korrekt. Använd inte efter utgångsdatumet på förpackningen. Överskott eller utgången produkt kan kastas bland vanligt hushållsavfall.

VARNINGAR:

Produkten är avsedd för användning inuti munnen. Använd inte vid överkänslighet eller allergi mot någon av komponenterna. En vuxen måste applicera produkten; lämna aldrig den medicinska utrustningen i barnets händer för att förhindra risken för kvävning. Använd inte produkten om behållaren, vid första öppnandet, är skadad eller inte är intakt. Kontrollera före användning att produkten inte har några tecken på skada eller slitage. Kontakta läkare om symtomen kvarstår. Använd inte efter utgångsdatumet som står på kartong och tub. Förvara produkten utom syn- och räckhåll för barn.

BIVERKNINGAR:

Baserat på vetenskaplig litteratur finns det inga kända eller förutsägbara biverkningar relaterade till användning av produkten. Kontakta läkare vid oönskade effekter under användning.

 FI

Bloxgel

15 ml:n pakkaus

Bloxgel on limakalvoihin kiinnittyvä geeli. Se muodostaa ikenen päälle nopeasti kalvon, joka lievittää lasten hampaiden puhkeamisesta aiheutuvaa kipua ja epämukavaa tunnetta. Tuote sisältää hyaluronihappoa ja pektiiniä, jotka muodostavat kalvon kohdealueille. Se sisältää myös laadukkaita luonnonkasviuutteita (damaskonruusun terälehtiä,

kamomillaa, aloeta ja malvaa), joilla on rauhoittava ja raikastava vaikutus. Bloxgel ei sisällä sokeria, hunajaa, aspartaamia, sakariinia tai muita keinomakeutusaineita, aromeja, alkoholia, paikallispuudutteita tai parabeneja.

KÄYTTÖAIHEET:

Bloxgel on tarkoitettu hampaiden puhkeamisen aiheuttamien oireiden hoitoon lapsilla ja erityisesti lievittämään kipua ja kohdealueen punoitusta.

KOOSTUMUS:

Ksylitoli, vesi, glyseriini, damaskonruusukukkauute, ksantaanikumi, hyaluronihappo, kaliumsorbaatti, pektiini, natriumbentsoatti, sitruunahappo, malvaute, kamomillankukkauute, aloeuute.

KÄYTTÖ JA ANNOTUS:

Levitä tuotetta tarpeeksi, jotta se peittää kohdealueen, ja hiero ikeniä varovasti. Käytä mielellään ruokailun jälkeen ja ennen nukkumaanmenoa, jotta kalvon muodostuminen helpottuu ja kipu lievittyy pitkäkestoisemmin. Käytä 3-5 kertaa päivässä tarpeen mukaan. Sulje korkki jokaisen käyttökerran jälkeen. Käytettävä 30 päivän sisällä ensimmäisestä avaamisesta. Tuotteen käyttöä alle 6 kuukauden ikäisille lapsille ei suositella.

SÄILYTY:

Säilytä alle 25 °C:n lämpötilassa. Viimeinen käyttöpäivä koskee avaamatonta ja oikein säilytettyä tuotetta. Älä käytä tuotetta pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Tuotteen jäämät tai vanhentunut tuote voidaan hävittää tavallisena kotitalousjätteenä.

VAROITUKSET:

Tuote on tarkoitettu käytettäväksi suuontelossa.

Älä käytä tuotetta, jos olet yliherkkä tai allerginen jollekin sen ainesosalle. Aikuisen on huolehdittava tuotteen levittämisestä. Älä koskaan jätä lääkinällistä laitetta lapsen ulottuville tukehtumisvaaran vuoksi. Älä käytä tuotetta, jos sen pakkauks on vahingoittunut ennen ensimmäistä avauskertaa. Varmista ennen käyttöä, että tuotteessa ei ole rikkoutumisen tai kulumisen merkkejä. Jos oireet eivät parane, ota yhteys lääkäriin. Älä käytä tuotetta ulko- ja sisäpakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

HAITTAVAIKUTUKSET:

Tieteellisen kirjallisuuden perusteella tämän tuotteen käytöllä ei ole tiedossa olevia tai odotettuja haittavaikutuksia. Ota yhteys lääkäriin, jos ei-toivottuja vaikutuksia esiintyy.

 NO

Bloxgel

15 ml tube

Bloxgel er en gel som fester seg til slimhinnene i tannkjøttet og lindrer smerte og ubehag som følge av tannfrembrudd hos barn. Formelen inneholder hyaluronsyre og pektin, som danner en film over de aktuelle områdene. Den inneholder også høykvalitets, naturlige, vegetabilske ekstrakter (kronblader fra damascenerrose, kamille, aloe og kattost) som har en beroligende og forfriskende virkning. Bloxgel inneholder ikke sukker, honning, aspartam, sakkarin eller noen andre søtningsmidler, smakstoffer, alkohol, lokale anestetimidler eller parabener.

INDIKASJONER:

Bloxgel er indisert tilbehandling av symptomer på tannfrembrudd hos spedbarn, spesielt for å lindre smerte og rødhet i det aktuelle området.

Forts. på neste side

SAMMENSETNING: Xylitol, vann, glyserin, blomsterekstrakt av damascenerrose, xantangummi, hyaluronsyre, kaliumsorbat, pektin, natriumbenzoat, sitronsyre, ekstrakt av malva sylvestris, blomsterekstrakt av chamomile recutita, biadekstrakt av aloe vera.

BRUK OG DOSERING:

Påfør nok produktmengde til å dekke det aktuelle området og masser tannkjøttet forsiktig. Brukes helst etter måltider og før leggetid for at det skal kunne danne seg en film og for å for at den lindrende virkningen skal vare lenger. Bruk 3-5 ganger per dag, etter behov. Sett på lokket igjen etter hver bruk. Brukes innen 30 dager etter første åpning. Bruk av produktet er ikke anbefalt til barn under 6 måneder.

OPBEVARING OG KONSERVERING:

Oppbevares under 25 °C. Utløpsdatoen gjelder for det intakte produktet oppbevart på riktig måte. Ikke bruk etter utløpsdatoen som står på pakningen. Rester eller produkt utgått på dato kan kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

ADVARSLER:

Dette produktet er ment til bruk inni munnen. Skal ikke brukes ved overfølsomhet overfor noen av innholdsstoffene. En voksen må påføre produktet; barnet må aldri få håndtere produktet grunnet risiko for kvelning. Ikke bruk produktet hvis tuben ved første åpning er skadet eller ikke er intakt. Kontroller før bruk at legemiddelproduktet ikke har rifter eller slitasje. Hvis symptomene ikke bedres, kontakt lege. Ikke bruk etter utløpsdatoen som står på esken og tuben. Oppbevares utlilgjengelig for barn.

BIVIRKNINGER:

Basert på vitenskapelig litteratur finnes det ingen kjente eller forutsigbare bivirkninger relatert til bruken

av dette produktet. I tillegg av uønskede virkninger under bruk, kontakt lege.

 DK

Bloxgel

Tube med 15 ml

Bloxgel er en slimhindeklæbende gel, som hurtigt danner en film på tandkødet, som lindrer smerter og gener på grund af tandfrembrud hos børn. Formuleringen indeholder hyaluronsyre og pectin, som danner en film på de berørte områder. Gelen indeholder også naturlige planteekstrakter af høj kvalitet (Damask-rosenblade, kamille, aloe vera og katost), som har lindrende og forfriskende virkning. Bloxgel indeholder hverken sukker, honning, aspartam, saccharin eller andre kunstige sødestoffer, aromaer, alkohol, lokalbedøvende midler eller parabener.

INDIKATIONER:

Bloxgel anvendes til behandling af symptomer på tandfrembrud hos småbørn, primært til lindring af smerter og rødme i det berørte område.

SAMMENSÆTNING:

Xylitol, vand, glycerin, Damask-rosenblomstekstrakt, xanthangummi, hyaluronsyre, kaliumsorbat, pectin, natriumbenzoat, citronsyre, katost-ekstrakt, kamilleblomst-ekstrakt, aloe vera-bladekstrakt.

ANVENDELSE OG DOSERING:


Påfør tilstrækkelig gel til at dække det berørte område, og massér gummerne forsigtigt. For at fremme dannelsen af filmen og forlænge den lindrende virkning er det er bedst at bruge gelen efter måltiderne og inden sengetid. Anvendes 3-5 gange om dagen efter behov. Sæt altid hættten på efter brug. Anvendes senest 30 dage efter anbrud. Produktet bør ikke anvendes til børn under 6 måneder.

OPBEVARING OG UDLØB: Opbevares ved temperaturer under 25 °C. Udløbsdatoen gælder det uåbnede produkt ved korrekt opbevaring. Må ikke anvendes efter den påtrykte udløbsdato på emballagen. Overskydende eller udløbet produkt kan bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald.

ADVARSLER: Dette produkt er til brug i munden. Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for et eller flere af indholdsstoffene. Produktet skal påføres af en voksen. For at forebygge risikoen for kvælning må det medicinske udstyr ikke efterlades i barnets hænder. Anvend ikke produktet, hvis beholderen er beskadiget eller brudt ved første åbning. Kontrollér før brug, at der ikke er tegn på brud eller slitage af det medicinske udstyr. Kontakt lægen, hvis symptomerne ikke bliver bedre. Må ikke anvendes efter den udløbsdato, der er angivet på æsken og tuben. Opbevares utilgængeligt for børn.

BIVIRKNINGER: Baseret på den videnskabelige litteratur er der ingen påviste eller forventelige bivirkninger forbundet med brug af produktet. Kontakt lægen i tilfælde af bivirkninger.

Senaste version: september 2017/ Viimeisin versio: syyskuu 2017/ Siste versjon: september 2017/ Seneste version: september 2017

	Tilverkare/ Valmistaja/ Produsent/ Fabrikant		Se bruksanvisning/ Katsõ käyttöohjeita/ Se bruksanvisningen/ Se brugsvejledning
	Batchnummer/ Eräkoodi/ Batchkode		Används före/ Käyt. viim./ Brukes før/ Sidste anvendelsesdato
	Överskott eller utgången produkt kan kastas bland vanligt hushållsavfall./ Tuotteen jäämät tai vanhentunut tuote voidaan hävittää tavallisena kotitalousjätteenä./ Rester eller produkt utgått på dato kan kastes sammen med vanlig husholdningsavfall./ Overskydende eller udløbet produkt kan bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald.		
	Varning: Läs "användningsanvisningar" för viktig information, såsom varningar och försiktighetsåtgärder./ Varoitus: Lue tärkeät tiedot, kuten varoitukset ja varoimet, kohdasta "Käyttöohjeet"/ Advarsel: Les "Brukerinstruksjoner" for viktig informasjon, for eksempel advarsler og forholdsregler./ Advarsel: Læs "Brugerinstruktioner" for vigtig information, såsom advarsler og forholdsregler.		

 Farmaceutici Procemsa S.p.A. Via Mentana 10 10042 Nichelino (TO), Italy

Distribueras av/Jälleenmyyjä/Distribuert av/Distribueret af: Bausch & Lomb Nordic AB, Söder Mälarstrand 45 104 65 Stockholm, SWEDEN

®/™ are trademarks of Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates. © Bausch & Lomb Incorporated.

 **0476**
BAUSCH + LOMB
P1SEFIN0DK01 / 1434116