

Bruksområde

Gel med dekspantenol som smører øyets overflate og beskytter det friske øyet

Sammensetning

1 tube Oxyl Care inneholder 10 g øyegel.

1 g øyegel inneholder 50 mg dekspantenol,

samt karbomer, dinatriumedetat, natriumhydroksid, vann og cetrimid som konserveringsmiddel.


Bruk av Oxyl Care

Oxyl Care har en oppfriskende og lindrende effekt på øynene. Den gir mer fukt til øyets overflate når øynene føles tørre samt ved brennende eller trette øyne, på grunn av for eksempel TV-titting eller arbeid foran dataskjermen i lengre tid, luft fra varmesystemer eller klimaanlegg.

Oxyl Care inneholder virkestoffet dekspantenol som beskytter friske øyne. Dekspantenol tilhører gruppen B-vitaminer.

Sikker og riktig bruk av Oxyl Care

Illustrasjonen viser hvor enkelt det er å bruke produktet:



Hold tuben i loddrett stilling over

øyet og dra forsiktig ned ditt nedre øyelokk. Drypp én dråpe i hvert øye ved å trykke forsiktig på tuben. Pass på at du holder tuben i loddrett stilling mens du drypper i øyet.

Forholdsregler

Skal ikke brukes dersom tuben er skadet.

Pass på at tuppen på tuben ikke kommer borti øyet eller fingrene dine, for å hindre at gelen blir kontaminert. Lukk tuben med beskyttelseshetten med det samme etter bruk.

Når tuben er åpnet, skal den ikke brukes av noen andre.

La det gå minst 15 minutter mellom dråpene dersom du bruker mer enn ett legemiddel.

Kontaktlinser skal tas ut før du bruker Oxyl Care og skal ikke settes inn igjen før minst 15 minutter senere, ettersom produktet kan klebe seg til kontaktlinsenes overflate.

Dette produktet kan forårsake midlertidig tåkesyn ved at det dannes streker på øyets overflate, noe som påvirker reaksjonsevnen når man kjører bil eller bruker maskiner. Overfølsomhetsreaksjoner kan forekomme i svært sjeldne tilfeller. Dersom det oppstår overfølsomhetsreaksjoner, skal du ikke fortsette å bruke produktet.

Rådfør deg med lege før bruk, dersom du er gravid eller ammer

Oppbevaring

Oppbevar produktet ved temperaturer fra +1 °C til +25 °C.

Kast produktet 1,5 måned etter at det er åpnet.

STERILE A

+1°C — +25°C



Dr. Gerhard Mann
Chem.-pharm. Fabrik GmbH
Brunsbütteler Damm 165-173
D-13581 Berlin

Distribueras av/Jälleenmyyjä/distribueret af/
distribuert av:

Bausch & Lomb Nordic AB
Söder Mälarstrand 45
104 65 Stockholm
SWEDEN

CE 0483